


Bestellformular

Lagerungsorthese



Firma

Kundennummer

Ansprechpartner

GRUNDLAGE

Rechts

Links

Paar

Anzahl Lagen Baumwollstrumpf: _____

KONFIGURATION

Orthese gefertigt aus:

PP

PPC

PE

Stärke des Kunststoffs: _____ mm

zusätzliche Verstärkung aus:

PP

PPC

PE

Stärke des Kunststoffs: _____ mm

(Bitte zeichnen Sie bei allen Verstärkungen den Randverlauf an)

AUSFÜHRUNG

tiefgezogen

Kanten poliert

Fertiggestellt

(Bitte zeichnen Sie den Randverlauf der Orthese an)

INNENSCHUH

Separater Innenschuh aus:

PE

PPC

PP

Kanten poliert

Fertiggestellt

Stärke des Kunststoffs: _____ mm

ABSATZ

Absatz aus:

Kork

Pryx

Rutschfeste Sohle

Absatzhöhe: _____ mm

Winkel Unterschenkel zu Boden: _____ °

Sofern nicht anders angegeben wird der Absatz auf 90° zum Boden aufgebaut

POLSTER (komplett)

1. Polster komplett aus:

Arubatik Multiform Plastazote Weichschaum _____

Stärke des Polsters: _____ mm

Farbe des Polsters: _____

POLSTER (partiell)

Polster partiell aus:

Arubatik Multiform Plastazote Weichschaum _____

Stärke des Polsters: _____ mm

Farbe des Polsters: _____

(Bitte zeichnen Sie bei allen partiellen Polstern den Randverlauf an)

DESIGN

- | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Warzenblech | <input type="radio"/> Astronaut | <input type="radio"/> Autos | <input type="radio"/> Carbon | <input type="radio"/> Einhorn pink |
| <input type="radio"/> Floral | <input type="radio"/> Piraten blau | <input type="radio"/> Regenbogen | <input type="radio"/> Sterne blau-rot | <input type="radio"/> Eisprinzessin weiß |
| <input type="radio"/> Exotic bird | <input type="radio"/> Maritim | <input type="radio"/> Skull | <input type="radio"/> Wasser | <input type="radio"/> Tattoo Roses |
| <input type="radio"/> Surfer | <input type="radio"/> Kartenspiel | <input type="radio"/> Geometrie | <input type="radio"/> Graffiti Sport | <input type="radio"/> Camouflage s/w |
| <input type="radio"/> Hunde | <input type="radio"/> Fußball | <input type="radio"/> Autos | <input type="radio"/> Herzen | <input type="radio"/> Eulen |
| <input type="radio"/> Schäfchen | <input type="radio"/> Fashion & Style | <input type="radio"/> Bausteine | <input type="radio"/> Jeans | <input type="radio"/> Totenkopf |
| <input type="radio"/> Holz | <input type="radio"/> Cosmos | <input type="radio"/> FX ² | <input type="radio"/> Tornado | <input type="radio"/> Zebra |
| <input type="radio"/> Leopard | <input type="radio"/> Manhattan | <input type="radio"/> Stars & Stripes | <input type="radio"/> Kunststoffbude | <input type="radio"/> Schwarz |
| <input type="radio"/> Grün | <input type="radio"/> Rot | <input type="radio"/> Blau | <input type="radio"/> Gelb | <input type="radio"/> _____ |

LASCHEN

Lasche aus:

Kork Leder Arubatik Weichschaum _____

Stärke der Lasche: _____ mm

Lasche bezogen Farbe des Bezugsstoffes: _____

Die Laschen sind standardmäßig angeformt und an den Rändern ausgeschliffen

(Bitte zeichnen Sie den Laschenverlauf an)

GURTE

Gurte und Rollschlaufen

Breite 20mm 25mm 30mm 38mm 50mm

Anzahl _____ Stück _____ Stück _____ Stück _____ Stück _____ Stück

Gurtfarbe:

schwarz weiß Orthesendesign

(Bitte zeichnen Sie die Position der jeweiligen Gurte an, sofern Sie die komplette Fertigstellung gewählt haben)