


Bestellformular

Silikon-Handorthese



Firma

Kundennummer

Ansprechpartner

GRUNDLAGE

Rechts Links Paar

Glätten des Gipsmodells

(Tipp: Senden Sie uns die Probeorthese mit allen nötigen Anzeichnungen einfach mit)

KONFIGURATION

Orthese gefertigt aus HTV-Silikon der Shore-Härte:

35° 65° _____

Stärke der Orthese:

2mm 3mm _____

Orthesenlänge:

Hand Hand + Handgelenk Hand + Handgelenk + Unterarm

VERSTÄRKUNGEN

1. Verstärkung aus:

Silikon 35° Silikon 65° Kunststoff Gewebematrix _____

Stärke der Verstärkung: _____ mm Farbe der Verstärkung: _____

2. Verstärkung aus:

Silikon 35° Silikon 65° Kunststoff Gewebematrix _____

Stärke der Verstärkung: _____ mm Farbe der Verstärkung: _____

3. Verstärkung aus:

Silikon 35° Silikon 65° Kunststoff Gewebematrix _____

Stärke der Verstärkung: _____ mm Farbe der Verstärkung: _____

Die Kunststoff-Verstärkung wird - sofern nicht anders angegeben - aus 2mm PP gefertigt und eingearbeitet

(Bitte zeichnen Sie bei allen Verstärkungen den Randverlauf an)

DESIGN

- Blau Gelb Grün Orange Pink
 Rot Schwarz Violett Grau _____
 Glitzereffekt

(Alle Silikon-Handorthesen werden in mattierter Oberflächenausführung geliefert)

LASCHEN

- Lasche nach medial Lasche nach lateral keine Lasche

GURTE

Position der Rollschlaufen:

- Rollschlaufen medial und lateral Rollschlaufen medial Rollschlaufen lateral

(Andere Ausfertigungen auf Anfrage)

Gurtauswahl:

- Breite 20mm 25mm 30mm 38mm 50mm
Anzahl _____ Stück _____ Stück _____ Stück _____ Stück _____ Stück

Gurtfarbe:

- _____

(Bitte zeichnen Sie die Position der jeweiligen Gurte an)

BEMERKUNGEN

Zusätzliche Bemerkungen für die Fertigung: